


# SELBSTLIGIERENDE TUBES



- selbstligierende Röhren mit passivem Clip für geringere Friktion und leichte Kräfte während der Behandlung
- Der Clip muss nicht entfernt werden, wenn der zweite Molar behandelt ist
- Leichtes Einführen des Bogens durch trichterförmige Slotöffnung
- Robuster und effizienter Clip mit Loch zum Öffnen mit einem Instrument
- Clip-Breite entspricht der Breite der Slotöffnung für verbesserte Rotationskontrolle
- Anatomisch abgerundete Basis für besseren mechanischen Halt
- Reduziertes In/out für verbesserten Patientenkomfort
- Kleinere Haken, die jedoch die Verwendung von Zubehör, z.B. Kettchen ermöglicht
- Zeitersparnis durch einfaches Öffnen/Schließen beim Bogenwechsel
- Edelstahlkonstruktion / ultraglatte Oberfläche
- Farbidentifikation

## Erster Molar - Einfache Oberkieferröhren - Hauptröhren

Torque	Winkel	Rotation	Haken	.018	.022	Farbcode
-10	0	10 D	R	A08840	A08850	
-10	0	10 D	L	A08841	A08851	
-14	0	10 D	R	A08842	A08852	
-14	0	10 D	L	A08843	A08853	

## Erster Molar - Einfache Unterkieferröhren - Hauptröhren

Torque	Winkel	Rotation	Haken	.018	.022	Farbcode
-10	0	0	R	A08844	A08854	
-10	0	0	L	A08845	A08855	
-20	0	0	R	A08846	A08856	
-20	0	0	L	A08847	A08857	
-25	0	0	R	A08848	A08858	
-25	0	0	L	A08849	A08859	

Medizinprodukt der Klasse IIa - EG 0483 - Fachpersonal vorbehalten - Wird nicht von Krankenkassen erstattet - Bitte beachten Sie die auf dem Etikett angegebenen Anwendungshinweise - 29.10.2018